

**PVP recomendado:
EUR 6.188.-**

Todos los precios en EUR,
válidos desde el 01/01/2022 hasta 31/12/2022,
IVA no incluido

Juvo B5

490E75=0_AL01_C

Silla de ruedas electrónica

Máxima capacidad de carga: 160 kg
(equipamiento estándar)



<input type="checkbox"/> Presupuesto	<input type="checkbox"/> Pedido
<input type="checkbox"/> Se adjunta el anexo para la fabricación a medida	
Dirección de facturación	
Dirección de entrega	
Delegado/a de ventas	Nombre

	Fecha Firma
<p>Al realizar el pedido, se compromete a cumplir con las instrucciones de uso/servicio de los accesorios y productos de otros fabricantes al combinarlos con un producto Ottobock, además de las instrucciones de uso/servicio de los respectivos productos Ottobock. También confirma que ha leído, entendido y aceptado nuestros términos y condiciones generales. Además, usted está de acuerdo, al hacer un pedido, en llevar a cabo su propia evaluación de conformidad o aprobación de acuerdo con los requerimientos nacionales siempre y cuando usted implemente modificaciones o accesorios que no cumplan las especificaciones de las instrucciones de uso/manuales de servicio de Ottobock.</p>	


Equipamiento estándar

- 6 km/h, 7,2 km/h (opcional 10 km/h ó 14 km/h)
- Electrónica VR2
- Tracción trasera
- Cargador
- Soporte de mando abatible en paralelo
- Ruedas guía macizas de 9"
- Iluminación
- Asiento estándar
- Cojín de asiento
- Reposabrazos con protector de ropa
- Reposapiés en dos piezas
- Suspensión trasera
- Cinturón pélvico.
- **Ver opciones de mandos y accesorios especiales a continuación.**

**Las opciones adicionales instaladas en la silla de ruedas eléctrica pueden reducir la carga máxima.
Tenga en cuenta el peso bruto máximo indicado en las características.**

Datos básicos (información voluntaria)

Género _____ Indicación _____
 Edad _____ Responsable de pago _____



Información obligatoria*

Altura del usuario en cm _____
 Peso del usuario en kg _____
1 Profundidad del asiento _____
2 Profundidad del tronco _____
3 Altura del reposabrazos _____
4 Altura a la axila _____
5 Altura al hombro _____
6 Altura a la cabeza _____
7 Longitud del antebrazo hasta la mitad de la palma de la mano _____
8 Anchura del tronco _____
9 Longitud de la pantorrilla _____
10 Anchura del asiento _____

* Esta información ayudará a apoyar los ajustes orientados al usuario. Ottobock garantiza el uso confidencial y puramente interno de estos datos.

Clasificación de la silla		
EA001	<input type="checkbox"/>	Categoría A (interior) -
EA002	<input type="checkbox"/>	Categoría B (interior/exterior) (iluminación eléctrica obligatoria en Europa) -

Tipo de accionamiento/chasis		
EA004	<input type="checkbox"/>	Tracción delantera (FWD) 83.-
EA005	<input type="checkbox"/>	Tracción trasera (RWD) -
EA006	<input type="checkbox"/>	Tracción central (MWD) (Ver indicación 2.1) 1.138.-

Máximo peso del usuario (usuario + equipaje personal, información necesaria para adaptar la suspensión del chasis)		
	<input type="checkbox"/>	70 kg -
	<input type="checkbox"/>	75 - 100 kg -
	<input type="checkbox"/>	100 - 140 kg -
	<input type="checkbox"/>	140 - 160 kg -
EA018	<input type="checkbox"/>	180 kg (Ver indicación 64.6) 1.743.-
EA020	<input type="checkbox"/>	200 kg (Ver indicación 64.6) 1.743.-

Tamaño de chasis		
EA007	<input type="checkbox"/>	Talla 1 (ancho total aprox. 60 cm; carga máx. 140 kg) Ver indicación 4.1) -
EA008	<input type="checkbox"/>	Talla 2 (ancho total aprox. 64 cm; carga máx. 160 kg/200 kg) 34.-

Asiento		
EC001	<input type="checkbox"/>	Asiento estándar Junior (carga máx. 75 kg) (PA 34...40 cm, AA 34...40 cm, AR 47 cm a 37 cm, ajustable en incrementos de 5cm) Ver indicación 5.2) 59.-
EC002	<input type="checkbox"/>	Asiento estándar, pequeño. (PA 38...46 cm, AA 38...42 cm, AR 55 cm a 45 cm, ajustable en incrementos de 5cm) Ver indicación 4.1) -
EC003	<input type="checkbox"/>	Asiento estándar, grande. (PA 42...50 cm, AA 44...48 cm, BH 55 cm a 45 cm, ajustable en incrementos de 5cm) Ver indicación 5.1) -
EC004	<input type="checkbox"/>	Asiento estándar, XL. (PA 42...50 cm, AA 50...56 cm, AR 55 cm a 45 cm, ajustable en incrementos de 5cm) Ver indicación 5.1) 198.-
EC005	<input type="checkbox"/>	VAS (Asiento variable) (PA 38...58 cm, AA 38...54 cm, AR 55 cm, 53 cm, 51 cm, 45 cm) 636.-
EC006	<input type="checkbox"/>	Asiento Recaro n-Joy* (respaldo ajustable manualmente, grosor del cojín aprox. 16.5 cm) Ver indicación 5.1) 1.961.-

EC007	<input type="checkbox"/>	Asiento Recaro n-Joy-Plus* (adaptable in situ, respaldo ajustable manualmente, PA 38 ... 56 cm, grosor del cojín aprox. 16.5 cm) Ver indicación 5.1)	3.678.-
-------	--------------------------	---	----------------

Respaldos para el sistema modular de asientos Recaro  Ver indicaciones 6.0) y 6.1)

ED030	<input type="checkbox"/>	Respaldo LX (ajustable manualmente)	878.-
ED031	<input type="checkbox"/>	Respaldo LT (soportes laterales adaptables, ajustable manualmente)	853.-

Asientos para el sistema modular de respaldos Recaro  Ver indicaciones 6.0) y 6.1)

EC008	<input type="checkbox"/>	Superficie asiento F (acolchado plano, fondo del asiento cosido a las guías laterales, grosor del cojín aprox. 14 cm)	988.-
EC009	<input type="checkbox"/>	Superficie asiento X (guías laterales contorneadas con extensión de asiento, grosor del cojín aprox. 16.5 cm)	1.189.-
EC010	<input type="checkbox"/>	Superficie asiento W (acolchado plano, con prolongación de asiento, grosor del cojín aprox. 14.5 cm)	1.189.-

* Todos los asientos Recaro están equipados con reposacabezas.

Ajustes para el asiento estándar Junior Ver indicaciones 8.0) a 8.12) y 9.0) a 9.2)

Profundidad del asiento PA en cm	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40
Ancho del asiento AA en cm	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40
Altura del respaldo 47 cm (ajustable de 42 cm o 37 cm)				

Ajustes para el asiento estándar, pequeño Ver indicaciones 8.0) a 8.12) y 9.0) a 9.2)

Profundidad del asiento PA en cm	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46
Ancho del asiento AA en cm	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42		
Altura del respaldo 55 cm (ajustable a 50 cm o 45 cm)					

Ajustes para el asiento estándar, grande Ver indicaciones 8.0) a 8.16) y 9.0) a 9.2)

Profundidad del asiento PA en cm	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50
Ancho del asiento AA en cm	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 48		
Altura del respaldo 55 cm (ajustable a 50 cm o 45 cm)					

Ajustes para el asiento estándar, XL Ver indicaciones 8.0) a 8.16) y 9.0) a 9.2)

Profundidad del asiento PA en cm	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50
Ancho del asiento AA en cm	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 54	<input type="checkbox"/> 56	
Altura del respaldo 55 cm (ajustable a 50 cm o 45 cm)					

Vista general de los sistemas de asiento, profundidad y anchura de los asientos.

Profundidad del asiento

Asiento	Profundidad del asiento PA [cm]													
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
Estándar Junior	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
Estándar pequeño			<input type="checkbox"/>											
Estándar grande					<input type="checkbox"/>									
Estándar XL					<input type="checkbox"/>									
VAS			<input type="checkbox"/>											
Recaro n-Joy Plus			<input type="checkbox"/>											

Anchura del asiento

Asiento	Anchura el asiento AA [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Estándar Junior	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Estándar pequeño			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
Estándar grande						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Estándar XL									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VAS			<input type="checkbox"/>									

Ajustes para asiento variable VAS Ver indicaciones 8.0) a 8.2) y 9.0) a 9.2)

Profundidad del asiento PA en cm 38 40 42 44 48 50 52
 54 56 58

Ancho del asiento AA en cm 38 40 42 44 48 50 52 54

Altura del respaldo 55 cm (ajustable a 53 cm, 51 cm o 45 cm)

Longitud pantorrilla LP..... cm (15 ... 54 cm) (sin cojín de asiento; > 50 cm no es posible la combinación con Recaro)
 Ver indicaciones 5.1) 8.12) 10.1) 10.2) 19.1) 19.3)

Cojines del asiento (solo es posible la combinación con el asiento estándar o VAS, información obligatoria) Ver indicaciones 9.0) y 9.1)

EC011	<input type="checkbox"/>	Sin cojín de asiento	-
EC012	<input type="checkbox"/>	Cojín de asiento, funda negra (grosor del cojín de asiento 5 cm)	-
EC013	<input type="checkbox"/>	Cojín de asiento con funda antiincontinencia (grosor del cojín de asiento 5 cm)	88.-
EC034	<input type="checkbox"/>	Cojín de asiento Livo (carga máx. hasta 125 kg; grosor del cojín de asiento 5 cm) Ver indicación 11.6)	88.-
EC035	<input type="checkbox"/>	Cojín de asiento Evoflair (carga máx. hasta 200 kg; grosor del cojín de asiento 8 cm)	320.-
EC014	<input type="checkbox"/>	Cojín de asiento Terra (carga máx. hasta 150 kg; grosor del cojín de asiento 6 cm) Ver indicaciones 11.1) 11.2)	232.-
EC015	<input type="checkbox"/>	Cojín de asiento Terra Aquos (carga máx. 150 kg; grosor del cojín de asiento 6 cm) Ver indicaciones 11.1) 11.2)	261.-
EC016	<input type="checkbox"/>	Cojín de asiento Terra Flair (carga máx. 150 kg; grosor del cojín de asiento 6 cm) Ver indicaciones 11.1) 11.3)	571.-
EC018	<input type="checkbox"/>	Cojín de asiento Cloud (grosor del cojín de asiento 11 cm) Ver indicación 11.5)	746.-
EC020	<input type="checkbox"/>	Asiento Contour, con contorno suave (grosor del cojín de asiento 7 cm) 6 cm) Ver indicaciones 11.8) a 11.12)	286.-
EC021	<input type="checkbox"/>	Asiento Contour, con contorno profundo (grosor del cojín de asiento 9 cm) Ver indicaciones 11.8) a 11.12)	286.-

Por favor, consulte nuestro folleto de cojines de asiento para obtener información sobre cojines de asiento adicionales.

Funda para cojín de asiento, contorneado

(solo posible la combinación cojín de asiento plano o contorneado, información obligatoria) Ver indicaciones 12.0) 12.1)

EC022	<input type="checkbox"/>	Tapizado de tela	-
EC023	<input type="checkbox"/>	Tapizado de cuero sintético	-
EC024	<input type="checkbox"/>	Funda antiincontinencia	31.-

Versión de respaldo/con contorno

(Posible combinación solo con asiento estándar o VAS, información obligatoria) Ver indicación 9.1)

ED032	<input type="checkbox"/>	Sin tapicería en el respaldo Ver indicación 9.0)	-
ED033	<input type="checkbox"/>	Tapizado en el respaldo adaptable. Ver indicación 9.0)	-
ED034	<input type="checkbox"/>	Almohadillado para respaldo Contour, con contorno plano AD (reducción de la profundidad del asiento en aprox. 2 cm) ver indicaciones 9.0) 11.8) 11.9)	369.-

ED035	<input type="checkbox"/>	Almohadillado para respaldo Contour, con contorno profundo AD (reducción de la profundidad del asiento en aprox. 2 cm) ver indicaciones 9.0) 11.8) 11.9)	369.-
ED050	<input type="checkbox"/>	Almohadillado para respaldo Contour, con contorno plano AD (adaptable, reducción de la profundidad del asiento en aprox. 2 cm) ver indicaciones 11.9) 13.2)	424.-
ED051	<input type="checkbox"/>	Almohadillado para respaldo Contour, con contorno profundo AD (adaptable, reducción de la profundidad del asiento en aprox. 2 cm) ver indicaciones 11.9) 13.2)	424.-
ED036	<input type="checkbox"/>	Respaldo plano de aluminio gama Baxx (carga máx. 113 kg, sin cavidad en el hombro, accesorios de montaje de 2-puntos-PRO, largo, reducción de la profundidad del asiento en aprox. 2 cm, no indicado para el asiento estándar). Ver indicaciones 13.1) 13.2) y 13.3)	ver hoja de pedidos

Funda para respaldo almohadillado con contorno (solo posible en combinación con los almohadillados de soporte dorsal plano o de contorno profundo, información obligatoria) ver indicaciones 14.0) 14.1)

ED037	<input type="checkbox"/>	Tapizado de tela	-
ED038	<input type="checkbox"/>	Tapizado de cuero sintético	46.-

Accesorios para respaldo almohadillado con contorno  (solo posible en combinación con los almohadillados de soporte dorsal plano o de contorno profundo, información obligatoria) ver indicaciones 14.0) 14.1)

ED039	<input type="checkbox"/>	Paneles laterales (Sólo es posible en combinación con deep contourojo back support pad) exclusions see 15.1)	97.-
ED040	<input type="checkbox"/>	Soporte lumbar	61.-

Altura del respaldo para Baxx (Combinación posible solo con el respaldo plano superior de aluminio Baxx; información obligatoria) ver indicaciones 16.0) 16.1)

ED041	<input type="checkbox"/>	Alto (18"/46 cm)	Consultar
ED042	<input type="checkbox"/>	Extra alto (20"/51 cm)	Consultar

Contornos de respaldo para Baxx (Combinación posible solo con el respaldo plano superior de aluminio Baxx; información obligatoria) ver indicaciones 16.0) 16.1)

ED043	<input type="checkbox"/>	Activo (2.5"/6 cm)	Consultar
ED044	<input type="checkbox"/>	Profundo (4"/10 cm)	Consultar
ED045	<input type="checkbox"/>	Extra profundo (6"/15 cm)	Consultar

Colores para Baxx (Combinación posible solo con el respaldo plano superior de aluminio Baxx; información obligatoria) ver indicaciones 16.0) 16.1)

ED002	<input type="checkbox"/>	Antracita metalizado	Consultar
ED003	<input type="checkbox"/>	Negro profundo RAL 9005	Consultar
ED004	<input type="checkbox"/>	Azul hielo	Consultar
ED005	<input type="checkbox"/>	Naranja claro brillante	Consultar
ED009	<input type="checkbox"/>	Rojo vino brillante	Consultar
ED012	<input type="checkbox"/>	Azul cielo	Consultar
ED013	<input type="checkbox"/>	Negro profundo mate RAL 9005	Consultar
ED014	<input type="checkbox"/>	Rojo golosina	Consultar
ED016	<input type="checkbox"/>	Plata metalizado	Consultar
ED017	<input type="checkbox"/>	Billete RAL 1023	Consultar
ED018	<input type="checkbox"/>	Rojo señal RAL 3001	Consultar
ED021	<input type="checkbox"/>	Verde manzana brillante	Consultar
ED022	<input type="checkbox"/>	Blanco Crema RAL 9001	Consultar
ED023	<input type="checkbox"/>	Blanco RAL 9016	Consultar
ED027	<input type="checkbox"/>	Gris Shimano mate	Consultar
ED029	<input type="checkbox"/>	Rosa RAL 4010	Consultar

Altura de asiento (Inclinación de asiento de 0°, sin cojín de asiento, suspensión totalmente extendida/sin usuario) AA >= LP + 3 cm **Asiento/sistema Recaro: adicional aprox. 13 cm para acolchado, recomendado máx. AA 49 cm**

Tracción del.; tras; central Tallas 1 & 2	cm	41	43	45	47	49	51	53	55	57
	Inch	16.5	17.5	18	18.5	19.5	20.5	21	22	23
Noticias y exclusiones		21.0) bis 21.6) 21.9) 21.10)	21.0) 21.5) bis 21.7) 21.9) 21.10) 21.14) bis 21.17)	21.0) 21.5) 21.6) 21.15) bis 21.17)	21.0) 21.15) 21.17)	8.12) 21.0) 21.6) 21.15)	8.12) 10.2) 21.0) 21.6)	5.1) 19.1) 21.0) 21.6) 21.12)	5.1) 19.1) 21.0) 21.6) 21.11) bis 21.13)	10.1) 19.1) 19.3) 21.0) 21.6) 21.8) 21.12) 21.13)
Asiento estándar		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asiento Variable (VAS)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recaro (n-Joy, n-Joy Plus y asientos modulares) + grosor del cojín apróx. 13 - 16 cm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asiento estándar; inclinación 45°		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asiento variable (VAS); inclinación 45°		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recaro (todos); inclinación 45°		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asiento estándar; inclinación 45° & ajuste altura de asiento		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asiento variable ajustable (VAS); inclinación 45° & ajuste altura de asiento		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recaro (todos); inclinación 45° & ajuste altura de asiento		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Medidas de la altura del asiento sin carga, desde el suelo hasta la parte superior de la placa de asiento/el bastidor del asiento (para Recaro), con una inclinación previa de 0°, sin ajuste de la altura del asiento y sin cojín del asiento.
Bajo carga, la altura especificada del asiento será como mínimo 1 cm más baja.

Inclinación de asiento

<input type="checkbox"/>	-3° (no combinable con Recaro n-Joy, n-Joy-Plus, sistemas de asiento modulares; tracción delantera; tracción central; combinación de tracción trasera y VAS) Ver indicaciones 10.1) 19.1) 19.2) 19.3)	-
<input type="checkbox"/>	0°	-
<input type="checkbox"/>	3° (no combinable con Recaro n-Joy, n-Joy-Plus o sistema de asiento modular) ver indicaciones 10.1)	-
<input type="checkbox"/>	6° (no combinable con Recaro n-Joy, n-Joy-Plus o sistema de asiento modular) ver indicaciones 5.1) 10.1)	-
<input type="checkbox"/>	9° (no combinable con Recaro n-Joy, n-Joy-Plus o sistema de asiento modular) ver indicaciones 5.1) 10.1)	-

Basculación y elevación de asiento eléctrico (solo posible en combinación con inclinación de asiento de 0°)

EC025	<input type="checkbox"/>	Basculación eléctrica de asiento 45° con desplazamiento del centro de gravedad. Ver indicaciones 20.0) 20.11) a 20.13) 20.24) 20.29) 20.30)	927.-
EC026	<input type="checkbox"/>	Elevación eléctrica de asiento hasta 35 cm Ver indicaciones 20.0) 20.10) a 20.14) 20.25) 20.29) 20.30) 42.3)	2.377.-
EC027	<input type="checkbox"/>	Basculación eléctrica de asiento 45° con desplazamiento del centro de gravedad + Elevación eléctrica de asiento hasta 35 cm Ver indicaciones 20.0) 20.10) a 20.14) 20.25) 20.29) 20.30) 42.3)	2.852.-
EC033	<input type="checkbox"/>	Sin Ver indicaciones 20.15) a 20.23) 20.26) a 20.28) 20.31) 20.32)	-

Reclinación de respaldo (en combinación con el asiento estándar o VAS) Ver indicación 9.1)

ED046	<input type="checkbox"/>	Regulación mecánica mediante incrementos (Asiento estándar: 0/10/20/30° o -9/11/21°; VAS: -5/0/10/20/30°9; posible solo en combinación con asiento estándar o VAS) Ver indicación 9.0)	-
ED047	<input type="checkbox"/>	Regulación eléctrica del ángulo del respaldo (Asiento estándar 30°; VAS -5° a 30°) Ver indicaciones 22.1)	764.-

Kit de montaje para reposacabezas (No es posible en combinación con asiento Recaro) ver indicación 10.1)

EL001	<input type="checkbox"/>	Cuello de cisne (solo para reposacabezas línea Care)	175.-
EL002	<input type="checkbox"/>	Multiaxial, acodado (solo para reposacabezas línea Care)	157.-
EL003	<input type="checkbox"/>	Multiaxial, recto (solo para reposacabezas línea Care)	148.-

EL031	<input type="checkbox"/>	Soporte UniLink para reposacabezas, multiaxial (solo para reposacabezas de la línea Advanced; No es posible en combinación con EL006, EL007, EL013 to EL016)	262.-
Accesorios UniLink (puede utilizarse para compensar la distancia en la postura cifótica de la cabeza) ver indicación 83.0)			
EL039	<input type="checkbox"/>	Elemento de extensión UniLink, 38 mm	65.-
EL038	<input type="checkbox"/>	Elemento de extensión UniLink, 50 mm	65.-
EL040	<input type="checkbox"/>	Elemento de extensión UniLink, 75 mm	65.-
Reposacabezas 			
(posible solo en combinación con kit de montaje de soporte de cabeza/cuello, información obligatoria) ver indicaciones 24.0) 24.1)			
Línea Care			
EL006	<input type="checkbox"/>	Reposacabezas, pequeño	73.-
EL007	<input type="checkbox"/>	Reposacabezas, grande	73.-
EL013	<input type="checkbox"/>	Apoyo para cabeza y nuca, pequeño	73.-
EL014	<input type="checkbox"/>	Apoyo para cabeza y nuca, grande	73.-
EL015	<input type="checkbox"/>	Apoyo para cabeza y nuca, con forma de X, pequeño	102.-
EL016	<input type="checkbox"/>	Apoyo para cabeza y nuca, con forma de X, grande	102.-
Línea Advanced			
EL033	<input type="checkbox"/>	Comfort Plus, talla S	170.-
EL034	<input type="checkbox"/>	Comfort Plus, talla M	198.-
EL035	<input type="checkbox"/>	Comfort Plus, talla L	198.-
EL036	<input type="checkbox"/>	Combo (3-almohadillas, talla S)	340.-
EL037	<input type="checkbox"/>	Combo (3-almohadillas), talla L	353.-
Cinturones  (en combinación con categoría B) Ver indicación 25.0)			
EP001	<input type="checkbox"/>	Cinturón pélvico estándar	-
EP002	<input type="checkbox"/>	Cinturón de dos puntos acolchado con cierre de metal (no es posible en combinación con asientos Recaro) Ver indicación 10.1)	175.-
EP003	<input type="checkbox"/>	Cinturón de dos puntos acolchado con cierre de plástico (no es posible en combinación con asientos Recaro) Ver indicación 10.1)	162.-
EP020	<input type="checkbox"/>	Cinturón de dos puntos acolchado con cierre de metal y rebobinador ver indicación 7.8) y 28.1)	198.-
Arneses para pecho y hombros  (no es posible en combinación con asientos Recaro) Ver indicación 10.1)			
EP005	<input type="checkbox"/>	Arnés dinámico, talla S	212.-
EP006	<input type="checkbox"/>	Arnés dinámico, talla M	212.-
EP007	<input type="checkbox"/>	Arnés dinámico, talla L	212.-
EP008	<input type="checkbox"/>	Arnés para pecho y hombros, talla S	212.-
EP009	<input type="checkbox"/>	Arnés para pecho y hombros, talla M	212.-
EP010	<input type="checkbox"/>	Arnés para pecho y hombros, talla L	212.-
EP011	<input type="checkbox"/>	Arnés torácico estrecho, talla S	212.-
EP012	<input type="checkbox"/>	Arnés torácico estrecho, talla M	212.-
EP013	<input type="checkbox"/>	Arnés torácico estrecho, talla L	212.-
EP014	<input type="checkbox"/>	Arnés para hombros, talla S	227.-
EP015	<input type="checkbox"/>	Arnés para hombros, talla M	227.-
EP016	<input type="checkbox"/>	Arnés para hombros, talla L	227.-
Accesorios VAS (solo posible con VAS)			
ED048	<input type="checkbox"/>	Manillares	71.-

Reposabrazos 		
EE023	<input type="checkbox"/>	Estándar -
EE024	<input type="checkbox"/>	Abatible hacia arriba (Ancho efectivo del asiento (+/- 1 cm por lado) en el asiento estándar pequeño, AA 42 cm; asiento estándar grande, AA 48 cm; asiento estándar XL, AA 56 cm; VAS más 2 cm) (peso máximo del usuario 125 kg; no combinable con los asientos estándar Junior y Recaro) Ver indicaciones 10.1) 11.6) 11.8) 79.1) to 79.3) 126.-
Versiones de reposapiés 		
EB001	<input type="checkbox"/>	Estándar (LP requerido, Ver indicaciones 20.29) 28.1) -
EB002	<input type="checkbox"/>	Reposapiés elevables de forma mecánica, con compensación de longitud (carga máx. 140 kg; con ajuste de longitud, no disponible para LP < 21 cm; LP requerido) Ver indicaciones 4.1) 28.1) a 28.5) 625.-
EB003	<input type="checkbox"/>	Reposapiés elevables de forma eléctrica, con compensación de longitud, control por separado (carga máx 140 kg; no disponible para LP < 21 cm; se requiere LP) ver indicaciones 4.1) 28.1) to 28.7) 1.342.-
EB004	<input type="checkbox"/>	Reposapiés elevables de forma eléctrica, con compensación de longitud, control simultáneo (no disponible para LP < 21 cm; se requiere LP) ver indicaciones 28.1) to 28.7) 1.342.-
EB013	<input type="checkbox"/>	Reposapiés central (ser requiere LP) Ver indicaciones en tablas pág 22  ; 28.1) 28.9) a 28.44) 28.46) 28.47) 852.-
EB005	<input type="checkbox"/>	Sin reposapiés (no es posible en combinación con la longitud seleccionada de la pantorrilla) Ver indicaciones 28.8) -
Tipo de reposapiés  ver indicaciones 29.0) 29.1)		
EB012	<input type="checkbox"/>	Paletas individuales de plástico (carga máx.140 kg; no disponible para reposapiés elevables) Ver indicaciones 4.1) 29.2) hasta 29.4) 29.6) -
EB007	<input type="checkbox"/>	Paletas individuales de aluminio Ver indicaciones 5.1) 29.11) 171.-
EB009	<input type="checkbox"/>	Paleta única de aluminio Ver indicaciones 29.10) 186.-
Accesorios reposapiés		
EB010	<input type="checkbox"/>	Acolchado lateral para reposapiés elevable (par) (posible solo en combinación con ajuste de reposapiés elevable) ver indicaciones 30.1) 198.-
Baterías		
EU035	<input type="checkbox"/>	Gel 39 Ah (C5) / 50 Ah (C20) ver indicaciones 31.2) 31.3) 297.-
EU032	<input type="checkbox"/>	Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20) (solo combinables con tamaño de chasis 2) ver indicaciones 31.1) 671.-
EU036	<input type="checkbox"/>	AGM 56 Ah (C5) / 60,4 Ah (C20) ver indicaciones 5.1) 31.3) -
EU038	<input type="checkbox"/>	Gel 63 Ah (C5) / 74 Ah (C20) estándar (solo combinables con tamaño de chasis 2) ver indicaciones 31.1) 266.-
EU034	<input type="checkbox"/>	AGM 75 Ah (C5) / 85 Ah (C20) (Ø 250 ciclos de carga) solo combinables con tamaño de chasis 2) ver indicaciones 31.1) 811.-
Cargador baterías 		
EU040	<input type="checkbox"/>	Sin cargador -
EU041	<input type="checkbox"/>	Cargador batería 8 A, sin ventilador (solo para baterías con 39 Ah or 53 Ah (C5)) ver indicaciones 32.1) 32.3) -
EU044	<input type="checkbox"/>	Cargador batería 10 A, sin ventilador (IP54) ver indicación 32.2) 283.-
EU042	<input type="checkbox"/>	Cargador batería 12 A, incl. receptor de carga externa (magnética, instalación en el lado derecho) ver indicación 32.3) 446.-
EU046	<input type="checkbox"/>	Cargador de baterías 10 A, con ventilador (apto para baterías de 53 Ah (C5), 56 Ah (C5) y 63 Ah (C5)) 269.-
Receptor de carga adicional 		
EU043	<input type="checkbox"/>	Receptor externo de carga magnética (instalación en el lado derecho; sólo para cargador de batería EU040; recomendado con el cargador de batería 12A). Ver indicación 75.1) 170.-

Horquillas ruedas guía 			
EF001	<input type="checkbox"/>	Suspensión	50.-
EF002	<input type="checkbox"/>	Sin suspensión ver indicaciones 5.1) 19.3)	-
Ruedas guía			
EF003	<input type="checkbox"/>	6" PU Comfort (solo tracción central) ver indicaciones 19.1) 64.6)	-
EF009	<input type="checkbox"/>	6" PU Performance (solo tracción central, mezcla de goma más dura)	81.-
EF005	<input type="checkbox"/>	9" neumáticas, resistente a pinchazos ver indicación 19.3)	-
EF006	<input type="checkbox"/>	9" macizas ver indicación 19.3)	-
EF007	<input type="checkbox"/>	10" neumáticas, resistente a pinchazos ver indicación 19.3)	-
EF008	<input type="checkbox"/>	10" macizas ver indicación 19.3)	57.-
Ruedas accionamiento			
EG001	<input type="checkbox"/>	14" neumáticas, resistente a pinchazos	-
EG002	<input type="checkbox"/>	14" macizas	77.-
Color ruedas			
EG011	<input type="checkbox"/>	Gris	-
EG012	<input type="checkbox"/>	Negra	-
Superficie ruedas 			
EG013	<input type="checkbox"/>	Ranuras (sólo con rueda color gris). Ver indicación 37.1)	-
EG014	<input type="checkbox"/>	Tacos ver indicación 19.3)	-
EG015	<input type="checkbox"/>	Ruedas guía con ranuras, de accionamiento con tacos ver indicación 37.2)	-
Color silla de ruedas			
002	<input type="checkbox"/>	Antracita metalizado	17.-
003	<input type="checkbox"/>	Negro profundo RAL 9005	-
004	<input type="checkbox"/>	Azul hielo	33.-
005	<input type="checkbox"/>	Naranja claro brillante	64.-
009	<input type="checkbox"/>	Rojo vino brillante	64.-
012	<input type="checkbox"/>	Azul cielo	64.-
013	<input type="checkbox"/>	Negro profundo mate RAL 9005	-
014	<input type="checkbox"/>	Rojo golosina	64.-
016	<input type="checkbox"/>	Plata metalizado	16.-
017	<input type="checkbox"/>	Amarillo RAL 1023	16.-
018	<input type="checkbox"/>	Rojo señal RAL 3001	16.-
021	<input type="checkbox"/>	Verde manzana brillante	64.-
022	<input type="checkbox"/>	Crema RAL 9001	16.-
023	<input type="checkbox"/>	Blanco RAL 9016	16.-
027	<input type="checkbox"/>	Gris shimano mate	64.-
037	<input type="checkbox"/>	Rosa RAL 4010	33.-
Accesorios de chasis			
EA010	<input type="checkbox"/>	Guardabarros para ruedas de accionamiento (incluido en FWD; no es posible en conjunto con la combinación RWD, VAS y SH 43 cm) ver indicaciones 39.1) a 39.3)	-
EA011	<input type="checkbox"/>	Guardabarros para las ruedas guía	38.-
ES001	<input type="checkbox"/>	Señal de advertencia trasera	124.-

Bloqueo de dirección ruedas guía		
EF020	<input type="checkbox"/>	Mecánico (sólo es posible en combinación con la combinación de protección contra salpicaduras para las ruedas motrices y protección contra salpicaduras para las ruedas pivotantes) ver indicaciones 19.3) y 40.1) 156.-

Accesorios de seguridad para el chasis		
EF021	<input type="checkbox"/>	Subebordillos (solo para RWD) ver indicaciones 19.1) 19.3) 41.2) 387.-
ES002	<input type="checkbox"/>	Kit para transporte en VTD (no combinable con Baxx ED036; carga máx. 140 kg) ver indicaciones 4.1) 41.1) 195.-
ES013	<input type="checkbox"/>	Kit de instalación para la estación de acoplamiento Dahl ver indicaciones 4.1) 41.1) 41.3) 111.-

Accesorios generales		
ES003	<input type="checkbox"/>	Bolsillo para el móvil 38.-
ES004	<input type="checkbox"/>	Bandeja portaobjetos ver indicación 5.1) 269.-
ES005	<input type="checkbox"/>	Soporte para bastón 96.-
ES006	<input type="checkbox"/>	Espejo retrovisor (Lado de instalación al otro lado del panel de control o mecanismo giratorio para el control de la bandeja central o el módulo de bandeja TEN) Ver indicación 42.1) 170.-
ES007	<input type="checkbox"/>	Juego de herramientas 50.-
ES010	<input type="checkbox"/>	Portavasos 28.-
ES011	<input type="checkbox"/>	Bomba Airman 197.-
ET001	<input type="checkbox"/>	Bocina externa 325.-
ES012	<input type="checkbox"/>	Mesa de terapia (abatible en el lado contrario del montaje del panel de control; no es posible en combinación con un espejo retrovisor). Ver indicaciones 42.2) 42.3) 510.-
ES023	<input type="checkbox"/>	Ganchos para mochila / bolsa (en la parte posterior) 43.-

Enchufe para fuente de alimentación externa, derecha		
(delante, justo al lado del interruptor de seguridad). Ver indicaciones 43.0) 43.1)		
ET002	<input type="checkbox"/>	12 V 357.-
ET003	<input type="checkbox"/>	24 V 139.-
ET004	<input type="checkbox"/>	USB 159.-

Enchufe para fuente de alimentación externa, izquierda		
(delante, junto al interruptor de seguridad). Ver indicaciones 44.0) 44.1)		
ET005	<input type="checkbox"/>	12 V (no combinable con enchufe para fuente de alimentación externa, derecha 12 V o 24 V) ver indicación 44.2) 357.-
ET006	<input type="checkbox"/>	24 V (no combinable con enchufe para fuente de alimentación externa, derecha 12 V o 24 V) ver indicación 44.2) 139.-
ET007	<input type="checkbox"/>	USB 159.-

Iluminación Ver indicación 63.0)		
ES020	<input type="checkbox"/>	Iluminación eléctrica para senderos (también posible sin función de iluminación en el panel de control, instalación en lado derecho) Ver indicación 63.1) -
ES021	<input type="checkbox"/>	Iluminación completa 553.-

Joystick		
EU050	<input type="checkbox"/>	VR2 (90 A), sin funciones de potencia e iluminación (no recomendado para cargas >120 kg peso usuario) ver indicaciones 45.1) 45.4) a 45.6) -
EU051	<input type="checkbox"/>	VR2 (90 A), máx. 2 funciones de potencia e iluminación (no recomendado para cargas >120 kg peso usuario) Ver indicaciones 45.3) a 45.5) 45.7) 141.-
EU061	<input type="checkbox"/>	VR2 (90 A) para mesa de terapia con recorte, reversible manualmente (Sólo posibles 2 funciones de potencia e iluminación) Ver indicaciones 42.1) 45.3) a 45.5) 45.7) 1.280.-
EU053	<input type="checkbox"/>	R-net/TEN° (120 A) (obligatorio para 14 km/h, recomendado para cargas >150 kg peso usuario) 460.-

Entrada para R-net/TEN° panel de mando ver indicación 46.0)		
EU079	<input type="checkbox"/>	Módulo R-net LED 622.-
EU065	<input type="checkbox"/>	TEN° mando, color estándar: gris shimano mate 1.075.-
EU066	<input type="checkbox"/>	TEN° mando, color seleccionable 1.132.-
EU063	<input type="checkbox"/>	TEN° (120 A), módulo eléctrico para mesa de terapia (incl. 1 Piko-Button para rotación) ver indicaciones 42.1) 42.3) Nota: La bocina suministrada puede ser percibida como demasiado silenciosa; Ottobock recomienda una bocina externa, si no se usa el modelo TEN°. 2.344.-

TEN° colores para el mando (sólo es posible en combinación con el panel de mando TEN°, información obligatoria). Ver indicaciones 47.0) 47.1)		
EU002	<input type="checkbox"/>	Antracita metalizado -
EU003	<input type="checkbox"/>	Negro profundo RAL 9005 -
EU004	<input type="checkbox"/>	Azul hielo -
EU005	<input type="checkbox"/>	Naranja claro brillante -
EU009	<input type="checkbox"/>	Rojo vino brillante -
EU012	<input type="checkbox"/>	Azul cielo -
EU013	<input type="checkbox"/>	Negro profundo mate RAL 9005 -
EU014	<input type="checkbox"/>	Rojo golosina -
EU016	<input type="checkbox"/>	Plata metalizado -
EU017	<input type="checkbox"/>	Amarillo RAL 1023 -
EU018	<input type="checkbox"/>	Rojo señal RAL 3001 -
EU021	<input type="checkbox"/>	Verde manzana brillante -
EU022	<input type="checkbox"/>	Crema RAL 9001 -
EU023	<input type="checkbox"/>	Blanco RAL 9016 -
EU029	<input type="checkbox"/>	Rosa RAL 4010 -

Joystick para mesa de terapia abatible TEN° Ver indicaciones 80.0) 80.1)		
EU116	<input type="checkbox"/>	Fuerza requerida 250 g -
EU117	<input type="checkbox"/>	Fuerza requerida 120 g 1.480.-

Botones externos  (Conexión en el panel de mando TEN° o en el módulo de bandeja; sólo es posible en combinación con el dispositivo de mando TEN°, volteo eléctrico) Ver indicación 48.0)		
EU067	<input type="checkbox"/>	2 Piko buttons, diámetro 50 mm (rojo/negro) 253.-
EU068	<input type="checkbox"/>	2 Piko buttons, diámetro 30 mm (rojo/negro) 253.-
EU097	<input type="checkbox"/>	Módulo de botones (para las funciones de asiento eléctrico, instalación en el lado opuesto del panel de control o Joystick) 1.265.-
EU098	<input type="checkbox"/>	Módulo de botones (para las funciones de asiento eléctrico) incl. 1 Piko button de diámetro 30 mm (para instalación en el mando TEN°, Piko button rojo para encendido y apagado) 1.415.-
EU099	<input type="checkbox"/>	Módulo de botones (para las funciones de asiento eléctrico) incl. 1 Piko button de diámetro 50 mm (para instalación en el mando TEN°, Piko button rojo para encendido y apagado) 1.415.-

Soporte para Joystick Ver indicaciones 49.0) 49.2)		
EU070	<input type="checkbox"/>	Soporte estándar (Sólo es posible en combinación con VR2) ver indicación 49.3) -
EU071	<input type="checkbox"/>	Soporte mando abatible paralelo, reg. altura -
EU072	<input type="checkbox"/>	Soporte mando abatible en paralelo, reg. altura 9,5 cm 84.-

Material de montaje para mesa de terapia TEN° ver indicaciones 80.0) 80.1)		
ES014	<input type="checkbox"/>	Bandeja con fijación, montaje de la mesa de terapia TEN° en el centro 894.-

ES015	<input type="checkbox"/>	Mesa de terapia (sin hendidura) con adaptador, incl. plantilla de corte para mesa de terapia TEN° (para la colocación individual por el distribuidor)	781.-
ES016	<input type="checkbox"/>	Accesorio, incl. plantilla de corte para mesa de terapia TEN° (para la colocación individual por parte del distribuidor)	481.-
ES017	<input type="checkbox"/>	Plantilla de corte para mesa de terapia TEN° (para la colocación individual por parte del distribuidor)	84.-

Lado de montaje de Joystick o mesa de terapia (para VR2, para el control de la bandeja central o mesa de terapia TEN°; información necesaria). Ver indicaciones 50.0) 50.1)			
	<input type="checkbox"/>	Derecho	
	<input type="checkbox"/>	Izquierdo	

Accesorios Joystick			
EU080	<input type="checkbox"/>	Horquilla para tetraplégicos, horizontal (ajustable para la anchura de la mano 70 - 90 mm) ver indicaciones 51.1) 51.2)	141.-
EU081	<input type="checkbox"/>	Stick S80 (palanca especial de Joystick 80 mm) ver indicaciones 51.1) 51.2)	99.-
EU082	<input type="checkbox"/>	Pelota de espuma suave (con funda negra) ver indicaciones 51.1) 51.2)	170.-
EU083	<input type="checkbox"/>	Pelota de golf pequeña (diámetro 43 mm) ver indicaciones 51.1) 51.2)	113.-
EU084	<input type="checkbox"/>	Pelota de golf grande (diámetro 48 mm) ver indicaciones 51.1) 51.2)	132.-
EU085	<input type="checkbox"/>	Bola blanda, coloreada (diámetro 30 mm, 4 piezas) ver indicación 51.1)	108.-

Módulo para R-net/TEN° (Sólo es posible en combinación con control de mando TEN°) ver indicaciones 46.0) 52.0)			
EU054	<input type="checkbox"/>	Módulo TEN° LCD ver indicaciones 52.0) 52.1)	1.910.-
EU055	<input type="checkbox"/>	Módulo Input/output (necesario, p. ej., para el radiocontrol Easywave) Ver indicaciones 52.2) 52.3)	1.046.-

Soporte para módulo TEN° LCD (sólo posible en combinación con módulo TEN° LCD, información obligatoria) ver indicaciones 53.0) 53.1)			
EU073	<input type="checkbox"/>	Estándar (montaje en el lado contrario del joystick; no es posible en combinación con la bandeja) ver indicaciones 42.1) 51.2)	99.-
EU074	<input type="checkbox"/>	Con cuello de cisne (montaje en el lado contrario del joystick; no es posible en combinación con la bandeja) ver indicaciones 42.1) 51.2)	304.-
EU075	<input type="checkbox"/>	Con cuello de cisne para mesa de terapia (incluida)	227.-

Mandos especiales para el módulo TEN° LCD (solo combinable con módulo TEN° LCD) ver indicaciones 52.0) 53.0)			
EU100	<input type="checkbox"/>	Micro Joystick mo-Vis (fuerza de accionamiento 10 g)	3.795.-
EU101	<input type="checkbox"/>	Multi Joystick mo-Vis (fuerza de accionamiento 50 g)	3.466.-
EU102	<input type="checkbox"/>	mo-Vis all-round joystick light (fuerza de accionamiento 120 g)	2.872.-
EU128	<input type="checkbox"/>	mo-Vis All-round Joystick fuerza de accionamiento 250 g)	2.872.-
EU129	<input type="checkbox"/>	mo-Vis All-round Heavy Duty Joystick fuerza de accionamiento 650 g)	2.872.-
EU103	<input type="checkbox"/>	Mando de soplo/absorción (solo combinable con asientos Recaro seat y sistemas de asiento) ver indicaciones 25.1)	1.273.-
EU104	<input type="checkbox"/>	Mando de teclas (aplicación de control con 3 ó 4 botones, encendido/apagado y modo incluido (en el módulo LCD TEN°))	671.-

Número de botones para mando (solo en combinación con mando de teclas, información obligatoria) ver indicaciones 55.0) 55.1)			
	<input type="checkbox"/>	3 botones	-
	<input type="checkbox"/>	4 botones	-

Botón 1 para mando de teclas (información obligatoria con el número de botones para el mando de teclas = 3, 4; sólo en combinación con el número de botones para el mando de teclas = 3, 4) Ver indicaciones 72.0) 72.1)			
EU086	<input type="checkbox"/>	Piko button, diámetro 50 mm, rojo	184.-

EU087	<input type="checkbox"/>	Piko button, diámetro 50 mm, amarillo	175.-
EU088	<input type="checkbox"/>	Piko button, diámetro 50 mm, negro	178.-
EU089	<input type="checkbox"/>	Piko button, diámetro 50 mm, plata	173.-
EU090	<input type="checkbox"/>	Piko button, diámetro 30 mm, rojo	184.-
EU091	<input type="checkbox"/>	Piko button, diámetro 30 mm, amarillo	175.-
EU092	<input type="checkbox"/>	Piko button, diámetro 30 mm, negro	178.-
EU093	<input type="checkbox"/>	Piko button, diámetro 30 mm, plata	173.-

Botón 2 para mando de teclas (información obligatoria con el número de botones para el mando de teclas = 3, 4; sólo en combinación con el número de botones para el mando de teclas = 3, 4) Ver indicaciones) 72.1)

EU186	<input type="checkbox"/>	Piko button, diámetro 50 mm, rojo	184.-
EU187	<input type="checkbox"/>	Piko button, diámetro 50 mm, amarillo	175.-
EU188	<input type="checkbox"/>	Piko button, diámetro 50 mm, negro	178.-
EU189	<input type="checkbox"/>	Piko button, diámetro 50 mm, plata	173.-
EU190	<input type="checkbox"/>	Piko button, diámetro 30 mm, rojo	184.-
EU191	<input type="checkbox"/>	Piko button, diámetro 30 mm, amarillo	175.-
EU192	<input type="checkbox"/>	Piko button, diámetro 30 mm, negro	178.-
EU193	<input type="checkbox"/>	Piko button, diámetro 30 mm, plata	173.-

Botón 3 para mando de teclas (información obligatoria con el número de botones para el mando de teclas = 3, 4; sólo en combinación con el número de botones para el mando de teclas = 3, 4) Ver indicaciones 72.0) 72.1)

EU286	<input type="checkbox"/>	Piko button, diámetro 50 mm, rojo	184.-
EU287	<input type="checkbox"/>	Piko button, diámetro 50 mm, amarillo	175.-
EU288	<input type="checkbox"/>	Piko button, diámetro 50 mm, negro	178.-
EU289	<input type="checkbox"/>	Piko button, diámetro 50 mm, plata	173.-
EU290	<input type="checkbox"/>	Piko button, diámetro 30 mm, rojo	184.-
EU291	<input type="checkbox"/>	Piko button, diámetro 30 mm, amarillo	175.-
EU292	<input type="checkbox"/>	Piko button, diámetro 30 mm, negro	178.-
EU293	<input type="checkbox"/>	Piko button, diámetro 30 mm, plata	173.-

Botón 4 para mando de teclas ((información obligatoria con el número de botones para el mando de teclas= 4; sólo en combinación con el número de botones para el mando de teclas = 4) Ver indicaciones 74.0) 74.1)

EU386	<input type="checkbox"/>	Piko button, diámetro 50 mm, rojo	184.-
EU387	<input type="checkbox"/>	Piko button, diámetro 50 mm, amarillo	175.-
EU388	<input type="checkbox"/>	Piko button, diámetro 50 mm, negro	178.-
EU389	<input type="checkbox"/>	Piko button, diámetro 50 mm, plata	173.-
EU390	<input type="checkbox"/>	Piko button, diámetro 30 mm, rojo	184.-
EU391	<input type="checkbox"/>	Piko button, diámetro 30 mm, amarillo	175.-
EU392	<input type="checkbox"/>	Piko button, diámetro 30 mm, negro	178.-
EU393	<input type="checkbox"/>	Piko button, diámetro 30 mm, plata	173.-

Mandos especiales con módulo TEN° LCD  (conexión directa al sistema BUS; (sólo posible en combinación con mando TEN°); no es posible la combinación con módulo TEN° LCD) ver indicaciones 46.0) 57.0)

EU105	<input type="checkbox"/>	Micro Joystick mo-Vis (fuerza de accionamiento 10 g)	3.936.-
EU106	<input type="checkbox"/>	Multi Joystick mo-Vis (fuerza de accionamiento 50 g)	3.707.-
EU107	<input type="checkbox"/>	mo-Vis all-round joystick light (fuerza de accionamiento 120 g)	3.104.-
EU108	<input type="checkbox"/>	mo-Vis all-round joystick (fuerza de accionamiento 250 g)	2.165.-
EU109	<input type="checkbox"/>	mo-Vis all-round heavy duty joystick (fuerza de accionamiento 650 g)	3.874.-

Soporte para mandos especiales Mo-Vis  ver indicaciones 58.0) 58.1)		
EU076	<input type="checkbox"/>	Soporte para mentón abatible (giratorio), instalación a la izquierda del respaldo (para sujetar los joysticks, controles de succión y soplado, y el control de botones) Ver indicaciones 42.3) 58.2) 58.4) 58.7) 2.518.-
EU077	<input type="checkbox"/>	Soporte para mentón abatible (giratorio), instalación a la derecha del respaldo (para sujetar los joysticks, controles de succión y soplado, y el control de botones) Ver indicaciones 42.3) 58.2) 58.4) 58.7) 2.518.-
EU078	<input type="checkbox"/>	Soporte para montar en mesa de terapia (debe ser instalado por el cliente). Ver indicación 42.3) 554.-
EU110	<input type="checkbox"/>	Soporte para reposabrazos incl. 1 botón (para encendido/apagado, montaje en el lado del joystick) Ver indicación 58.6) 317.-
EU111	<input type="checkbox"/>	Soporte para reposabrazos incl. 2 botones (para encendido/apagado, montaje en el lado del joystick) Ver indicación 58.5) 424.-
EU112	<input type="checkbox"/>	Soporte para reposabrazos incl. 1 piko button (diámetro 30 mm rojo, para on/off, instalación en el lado del joystick) Ver indicación 58.6) 311.-
EU113	<input type="checkbox"/>	Soporte para reposabrazos incl. 2 piko buttons (diámetro 30 mm rojo, para on/off, instalación en el lado del joystick) Ver indicación 58.5) 481.-
EU118	<input type="checkbox"/>	Sin accesorios incl. 2 Piko-Buttons (diámetro 30 mm rojo, para on/off y modo) 424.-
Módulo actuador para mando TEN°/R-net/TEN° Ver indicaciones 46.0) 59.0) 59.1)		
EU056	<input type="checkbox"/>	Módulo actuador (necesario para las funciones de iluminación y/o asiento eléctrico en TEN° (120 A)) 490.-
Accesorios joystick 		
EU057	<input type="checkbox"/>	Mando para acompañante ver indicación 60.2) 930.-
EU094	<input type="checkbox"/>	Módulo de radio Easywave (sólo posible en combinación con el módulo de entrada/salida) Ver indic. 60.1) 383.-
Lado de instalación del mando para acompañante (solo combinable con control de acompañante; información obligatoria) ver indicaciones 61.0) 61.1)		
	<input type="checkbox"/>	Derecha ver indicación 61.2)
	<input type="checkbox"/>	Izquierda
Accesorios de programación		
EU119	<input type="checkbox"/>	Dispositivo de programación portátil para VR2 versión para distribuidores; sólo en combinación con VR2) ver indicación 49.1) 565.-
EU120	<input type="checkbox"/>	Dispositivo de programación portátil para TEN°/R-net/VR2 versión distribuidores) 1.845.-
Estabilización de conducción (obligatorio en combinación con tracción delantera y el dispositivo de control VR2 o la tracción delantera y el dispositivo de control TEN°) Ver indicación 64.0)		
EF022	<input type="checkbox"/>	Mecánica (No es posible en combinación con MWD; Sólo es posible en combinación con accesorios del chasis protector contra salpicaduras para ruedas delanteras; no posible en combinación con conducción FWD y velocidad > 7,2 km/h) Ver indicaciones 19.3) 40.2) 64.3) 212.-
EF023	<input type="checkbox"/>	Electrónica (módulo de giro incluido para FWD 10 km/h; no en combinación con FWD y VR2; dependiendo del terreno, el rango específico de distancia de conducción puede verse reducido usando un módulo de giro) ver indicaciones 2.1) 46.0) 549.-
Módulo de memoria para las funciones electrónicas de asiento (sólo posible en combinación con mando TEN° (120A) o bandeja de control abatible TEN°) Ver indicación 46.0)		
EU122	<input type="checkbox"/>	Ajuste del ángulo del respaldo, preprogramado, 20° ver indicaciones 77.1) 77.2) 453.-
EU123	<input type="checkbox"/>	Elevación de asiento, preprogramado, 20° ver indicaciones 77.2) 77.3) 453.-
EU124	<input type="checkbox"/>	Ajuste del ángulo del respaldo/elevación de asiento, preprogramado 35°/15° ver indicaciones 77.4) a 77.6) 962.-
Opción de ajuste eléctrico del asiento		
EU127	<input type="checkbox"/>	Limitador de velocidad (suma del ángulo >35°) Ver indicaciones 77.3) 82.0) 82.1) 220.-

Unidad de accionamiento		
ET010	<input type="checkbox"/>	Estándar (peso máx. usuario 140 kg; combinación posible solo con el peso total <= 260 kg; no posible en combinación con mando TEN° (120A) o módulo de mesa de terapia TEN°, volteo eléctrico) ver indic. 4.1) 45.2) 65.1) -
ET016	<input type="checkbox"/>	Performance (peso de usuario recomendado > 100 kg; tamaño creciente de 1 a 620 mm) -
ET011	<input type="checkbox"/>	Alto rendimiento (peso usuario recomendado > 100 kg; obligatorio 14 km/h; tamaño creciente de 1 a 620 mm) 828.-
Velocidad		
ET012	<input type="checkbox"/>	6 km/h -
ET013	<input type="checkbox"/>	7.2 km/h ver indicación 66.1) -
ET014	<input type="checkbox"/>	10 km/h (no en combinación con FWD y VR2) ver indicaciones 5.1) 45.4) 64.2) 66.1) 66.5) 66.6) -
ET015	<input type="checkbox"/>	14 km/h (no en combinación con RWD y TEN° (120A)) ver indicaciones 19.1) 19.3) 45.2) 46.0) 66.1) 66.3) 66.4) 128.-
Instrucciones adicionales de uso (IFU adicionales para lenguas no nacionales). Ver indicación 68.0)		
ES028	<input type="checkbox"/>	Personal cualificado -
ES029	<input type="checkbox"/>	Usuario -

Sistema de asiento ↩



EC001 - EC004 Estándar



EC005 VAS



EC006 Recaro n-Joy

Cojín de asiento ↩



EC034 Livo

Base de asiento para el sistema modular de respaldo Recaro ↩



EC008 F



EC009 X



EC010 W

Cojín de asiento ↩



EC035 Evoflair

Respaldo para sistema de asiento modular Recaro ↩



ED031 Recaro LT



ED030 Recaro LX



EC020/ED034 Asiento contorno plano



EC021/ED035 Asiento contorno profundo

Tapicería para cojín de asiento/respaldo con contorno ↩



EC022/ED037 Tapicería de tela



EC023/ED038 Tapicería de piel sintética

Soporte para la espalda ↩



ED050/ED051 Almohadilla para respaldo con controno AD




ED036 Asiento Baxx

Accesorios para respaldo con contorno ↵



ED039 Paneles laterales



ED040 Apoyo lumbar

Basculación y elevación del asiento ↵



EC025 Basculación 45°



EC026 Elevación de asiento 35 cm

Cinturones ↵



EP002 Cinturón pélvico, cierre de metal



EP003 Cinturón pélvico, cierre de plástico

Arneses



EP005 - EP007 Arnés dinámico



EP008 - EP010 Arnés de esternón



EP011 - EP013 Arnés de esternón estrecho



EP014 - EP017 Arnés de hombros

Kit de montaje para soporte de cabeza/cuello ↵



EL001 Cuello de cisne



EL002 Multiaxial, con manivela



EL003 Multiaxial, recto



EL031 Soporte UniLink para reposacabezas, multiaxial

Soportes de cabeza/cuello Advanced line ↵



EL033/EL034/EL035 Comfort Plus



EL036/EL037 Combo

Soportes de cabeza/cuello Care line ↩



EL006/EL007 Reposacabezas pequeño/grande



EL013/EL014 Combinación soporte para cabeza/cuello pequeño/grande



EL015/EL016 Soporte para cabeza/cuello, X-shape, pequeño/grande

Reposabrazos ↩



EE024 Reposabrazos abatible

Ajustes de reposapiés ↩



EB003 Elevación eléctrica de reposapiés, individual



EB013 Reposapiés con montaje central

Reposapiés ↩



EB007 Paleta de reposapiés individual de aluminio

Cargadores ↩



EU041 Cargador 8 A, sin ventilador



EU044 Cargador 10 A, sin ventilador (IP54)



EU046 Cargador 10 A, con ventilador



EU042 Cargador 12 A, incl. receptor de carga externa

Receptor de carga ad. ↩



EU043 Receptor externo de carga magnética

Superficies de ruedas ↩



EG013 Ranuras



EG014 Tacos



EG015 Ruedas guía con ranuras

Bloqueo de ruedas guía ↻



EF020 Bloqueo mecánico de dirección

Accesorios de seguridad para el chasis ↻



EF021 Subbordillos



ES002 Kit para transporte en vehículo



ES013 Kit de instalación para la estación de acoplamiento Dahl

Accesorios generales ↻



ES003 Bolsillo para el móvil



ES004 Bandeja portaequipajes



ES005 Soporte para bastón



ES006 Espejo retrovisor

Enchufe para fuente de alimentación externa ↻



ES010 Portavasos




ET002/005 12 V



ET004/007 USB

Iluminación ↻



ES020/021 Iluminación

Joystick ↻



EU050/EU051 VR2



EU053 TEN°



EU063 módulo eléctrico TEN° para mesa de terapia

Botones externos ↩

EU098 Módulo de botones

Módulo para TEN° ↩

EU054 módulo TEN° LCD

Accesorios joystick ↩

EU057 Mando para acompañante

Horquilla rueda guía ↩

EF001 Horquilla ruedas guía con suspensión

Accesorios Joystick ↩

EU080 Horquilla "Tetra",



EU081 Stick S80



EU082 Pelota de espuma suave



EU083 Pelota de golf pequeña



EU084 Pelota de golf grande



EU085 Bola blanda, coloreada



EU110-113 Soporte para reposabrazos



EU111 mo-Vis Joystick incl. 2 botones

Soporte para mandos especiales Mo-Vis ↩**Mandos especiales para el módulo TEN° LCD ↩ / sin módulo TEN° LCD ↩**

EU100/105 mo-Vis micro-joystick



EU101/106 mo-Vis multi-joystick



EU102/107 mo-Vis all-round joystick light



EU103 Mando de soplido/absorción

Posibles combinaciones para reposapiés centrales - asiento estándar grande y asiento estándar XL ↩

PA [cm]	Talla chasis	Equipamiento	AA [cm]		43			45			47 SS grande			47 SS XL			49 SS grande			49 SS XL			
			FW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	FW	MW	RW	
42	1	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
44	1	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
46	1	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
48	1	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
50	1	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█

 Combinación posible
 Combinación no posible

- A s/ inclinación
- B c/ elevación e inclinación
- C c/ inclinación

Posibles combinaciones para reposapiés centrales - asiento estándar grande y asiento estándar XL (continuación) ↶

PA [cm]	Talla chasis	Equipamiento	AA [cm]			51 SS grande			51 SS XL			53		55		57	
			FW	MW	RW	FW	MW	RW	MW	RW	MW	RW	MW	RW			
42	1	s/ inclinación	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		c/ elevación e inclinación	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		c/ inclinación	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2	s/ inclinación	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		c/ elevación e inclinación	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		c/ inclinación	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
44	1	s/ inclinación	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		c/ elevación e inclinación	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		c/ inclinación	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2	s/ inclinación	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		c/ elevación e inclinación	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		c/ inclinación	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
46	1	s/ inclinación	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		c/ elevación e inclinación	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		c/ inclinación	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2	s/ inclinación	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		c/ elevación e inclinación	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		c/ inclinación	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
48	1	s/ inclinación	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		c/ elevación e inclinación	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		c/ inclinación	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2	s/ inclinación	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		c/ elevación e inclinación	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		c/ inclinación	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
50	1	s/ inclinación	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		c/ elevación e inclinación	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		c/ inclinación	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2	s/ inclinación	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		c/ elevación e inclinación	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		c/ inclinación	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█

- Combinación posible
- Combinación no posible

Posibles combinaciones para reposapiés centrales - VAS ↶

PA [cm]	Talla chasis	Equi-pa-miento	AA [cm]		43		45			47			49			51			53		55		57	
			FW	RW	FW	MW	RW	MW	RW	MW	RW	MW	RW											
38	1	A																						
		B																						
		C																						
	2	A																						
		B																						
		C																						
40	1	A																						
		B																						
		C																						
	2	A																						
		B																						
		C																						
42	1	A																						
		B																						
		C																						
	2	A																						
		B																						
		C																						
44	1	A																						
		B																						
		C																						
	2	A																						
		B																						
		C																						
46	1	A																						
		B																						
		C																						
	2	A																						
		B																						
		C																						
48	1	A																						
		B																						
		C																						
	2	A																						
		B																						
		C																						

-  Combinación posible
-  Combinación no posible

- A s/ inclinación
- B c/ elevación e inclinación
- C c/ inclinación

Posibles combinaciones para reposapiés centrales - VAS (continuación) ↶

PA [cm]	AA [cm]		43		45			47			49			51			53		55		57		
	Talla chasis	Equi-pa-miento	FW	RW	FW	MW	RW	MW	RW	MW	RW	MW	RW										
50	1	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
52	1	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
54	1	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
56	1	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
58	1	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
	2	A	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		B	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
		C	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█

- Combinación posible
- Combinación no posible
- A s/ inclinación
- B c/ elevación e inclinación
- C c/ inclinación

Cojín Livo												
PA [cm]	AA [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38				X								
40		X			X							
42				X	X	X	X	X			X	
44					X	X	X	X	X	X	X	
46					X	X	X	X	X	X	X	
48					X	X	X					
50						X	X					
52					X	X	X				X	
54												
56												
58												



EC034 Livo

Cojín Evoflair

PA [cm]	AA [cm]												
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
34													
36													
38				X									
40		X			X								
42				X	X	X	X	X			X		
44					X	X	X	X	X	X	X		
46					X	X	X	X	X	X	X		
48					X	X	X						
50						X	X						
52					X	X	X				X		
54													
56													
58													



EC035 Evoflair

Cojín de asiento Terra, Terra Aquos

PA [cm]	Anchura asiento [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34		X										
36		X										
38		X	X	X	X	X	X	X	X	X		
40				X	X	X	X					
42				X	X	X	X					
44				X	X	X	X	X	X	X		
46				X	X	X	X	X	X	X		
48				X	X	X	X	X	X	X		
50												
52												
54												
56												
58												

Cojín de asiento Terra Flair

PA [cm]	Anchura asiento [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34												
36												
38			X	X	X	X	X	X	X	X		
40				X	X	X	X					
42				X	X	X	X					
44				X	X	X	X	X	X	X		
46				X	X	X	X	X	X	X		
48				X	X	X	X	X	X	X		
50												
52												
54												
56												
58												



EC014 Terra



EC015 Terra Aquos



EC016 Terra Flair

Cojín de asiento Cloud												
PA [cm]	Anchura asiento [cm]											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
34	X	X										
36	X	X	X									
38	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
40	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44				X	X	X	X	X	X	X	X	X
46				X	X		X	X	X	X	X	X
48				X	X		X	X	X	X	X	X
50							X			X	X	X
52							X			X	X	X
54												
56												
58												



EC018 Cloud

Indicaciones y exclusiones

- 2.1) No es posible en combinación con Australia, Canadá o EE.UU. como país de destino.
- 4.1) Sólo es posible en combinación con el peso máximo del usuario ≤ 140 kg
- 5.1) Sólo es posible en combinación con el peso máximo del usuario ≤ 160 kg
- 5.2) Sólo es posible en combinación con el peso máximo del usuario ≤ 100 kg
- 6.0) Sólo es posible en combinación con el sistema modular de asientos Recaro.
- 6.1) Información obligatoria sólo en combinación con el sistema modular de asientos Recaro.
- 8.0) Sólo es posible en combinación con asiento estándar, VAS o Recaro n-Joy Plus.
- 8.1) Información obligatoria en combinación con el asiento estándar, VAS o Recaro n-Joy-Plus.
- 8.2) Ver tabla "Profundidad del asiento"
- 8.3) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 75 kg y tracción central
- 8.4) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 100 kg, chasis talla 1 y asiento estándar pequeño o VAS.
- 8.5) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 100 kg, tracción trasera y VAS.
- 8.6) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 100 kg, tracción trasera, chasis talla 1 y VAS.
- 8.7) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 100 kg, tracción trasera, chasis talla 2 y VAS.
- 8.8) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 100 kg, tracción en las ruedas centrales, chasis talla 2 y asiento estándar pequeño o VAS.
- 8.9) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 140 kg, tracción central y VAS.
- 8.10) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 140 kg, tracción trasera y VAS.
- 8.11) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 140 kg, tracción delantera (FWD) y VAS
- 8.12) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 160 kg y tracción delantera (FWD)
- 8.13) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 160 kg y tracción central (MWD)
- 8.14) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 180 kg y tracción central (MWD)
- 8.15) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 180 kg y tracción delantera (FWD)
- 8.16) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 140 kg, y tracción trasera (RWD) o tracción central (MWD) y asiento estándar grande o asiento estándar XL
- 9.0) Sólo es posible en combinación con asiento estándar o VAS.
- 9.1) Información obligatoria en combinación con el asiento estándar o VAS.
- 9.2) Ver tabla "Anchura del asiento"
- 10.1) No es posible en combinación con Recaro n-Joy, Recaro n-Joy-Plus o sistema modular de asientos Recaro
- 10.2) No es posible en combinación con la tracción delantera y el sistema de asientos Recaro n-Joy, Recaro n-Joy-Plus o el sistema modular de asientos Recaro.
- 10.3) No es posible en combinación con asiento estándar o VAS
- 10.4) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 70 kg y sistema de asientos Recaro n-Joy, Recaro n-Joy-Plus o el sistema modular de asientos Recaro.
- 10.5) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 70 kg y asiento estándar
- 10.6) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 70 kg y VAS
- 10.7) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 70 kg, tracción trasera (RWD) o tracción central (MWD) y VAS
- 10.8) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 70 kg, VAS y una profundidad de asiento ≤ 46 cm
- 11.1) Sólo es posible en combinación con el peso máximo del usuario ≤ 150 kg
- 11.2) Ver tabla "Cojín de asiento Terra, Terra Aquos"
- 11.3) Ver tabla cojín "Terra-Flair"
- 11.5) Ver tabla "Cojín de asiento Cloud"
- 11.6) Sólo es posible en combinación con el peso máximo del usuario ≤ 125 kg
- 11.8) No es posible en combinación con el asiento estándar Junior.
- 11.9) No es posible en combinación con la opción de VAS y AA 8 cm, 42 cm, 46 cm, 48 cm o 52 cm
- 11.10) No es posible en combinación con la opción de VAS y AA, 40 cm y PA 48 cm, 50 cm, 52 cm, 54 cm o 56 cm
- 11.11) No es posible en combinación con la opción de VAS y AA, 44 cm o 50 cm or 54 cm y PA 38 cm o 40 cm
- 11.12) No es posible en combinación con PA 58 cm
- 12.0) Sólo es posible en combinación con un cojín de asiento, de contorno plano o profundo.
- 12.1) Información obligatoria en combinación con el cojín del asiento, de contorno plano o profundo.
- 13.1) Sólo es posible en combinación con el peso máximo del usuario ≤ 113 kg
- 13.2) Sólo es posible en combinación con VAS
- 13.3) No es posible en combinación con AA 54 cm
- 14.0) Sólo es posible en combinación con un almohadillado lateral plano o de contorno profundo
- 14.1) Información obligatoria en combinación con una almohadillado lateral plano o de contorno profundo.
- 15.1) Sólo es posible en combinación con un almohadillado lateral plano o de contorno profundo.
- 16.0) Sólo es posible en combinación con el respaldo plano de aluminio ADI.
- 16.1) Indicaciones obligatorias en combinación con el respaldo plano de aluminio ADI.
- 19.1) No es posible en combinación con la tracción delantera.
- 19.2) No es posible en combinación con la opción de tracción trasera y VAS.
- 19.3) No es posible en combinación con mid-wheel drive
- 20.0) Sólo es posible en combinación con la inclinación del asiento 0°.
- 20.11) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 100 kg, tracción central, chasis talla 1, asiento estándar pequeño y PA 40 cm
- 20.12) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 100 kg, tracción trasera, chasis talla 1, asiento estándar grande o asiento estándar XL y PA 42 cm
- 20.13) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 100 kg, tracción en las ruedas centrales, chasis talla 1, asiento estándar XL y PA 42 cm
- 20.14) No es posible en combinación con LP ≥ 45 cm
- 20.15) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 75 kg, tracción delantera y PA 34 cm
- 20.16) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 100 kg, tracción delantera, chasis talla 2, asiento estándar pequeño o VAS y PA 38 cm
- 20.17) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 100 kg, ftracción delantera, asiento estándar pequeño o VAS y PA 40 cm
- 20.18) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 100 kg, tracción central, chasis talla 1, VAS y PA 40 cm
- 20.19) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 100 kg, tracción delantera, chasis talla 1, asiento estándar grande o asiento estándar XL y PA 42 cm
- 20.20) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 140 kg, tracción delantera, VAS y PA 42 cm
- 20.21) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 100 kg, tracción trasera, chasis talla 1, VAS y PA 44 cm
- 20.22) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 75 kg, tracción en las ruedas centrales, chasis talla 2, asiento estándar pequeño y PA 46 cm

- 20.23) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario ≤ 100 kg, tracción en las ruedas centrales, chasis talla 2, asiento estándar XL y PA 50 cm
- 20.24) No es posible en combinación con la opción de Francia como país de destino, tracción trasera, peso máximo del usuario ≥ 150 kg y LP ≥ 49 cm
- 20.25) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 100 kg y chasis talla 1
- 20.26) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 160 kg, tracción delantera y PA 50 cm
- 20.27) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 160 kg, tracción central y PA 44 cm
- 20.28) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 180 kg, tracción central y PA 46 cm o 48 cm
- 20.29) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 70 kg, VAS y LP 23 cm
- 20.30) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 140 kg, tracción trasera, asiento estándar grande o asiento estándar XL y PA 44 cm
- 20.31) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 140 kg, tracción delantera, asiento estándar grande o asiento estándar XL y PA 42 cm
- 30.32) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 140 kg, tracción central, asiento estándar grande y PA 44 cm
- 21.0) AA \geq LP +3 cm
- 21.1) No es posible en combinación con VAS, Recaro n-Joy, Recaro n-Joy-Plus o sistema modular de asientos Recaro.
- 21.2) No es posible en combinación con la combinación de tracción delantera, chasis talla 1 y asiento estándar grande.
- 21.3) No es posible en combinación con la combinación de tracción delantera y asiento estándar XL.
- 21.4) No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera y asiento estándar.
- 21.5) No es posible en combinación con inclinación del asiento 45°
- 21.6) el ajuste de la altura del asiento de 35 cm o el ajuste de la altura del asiento de 35 cm combinado con la inclinación del asiento de 45°
- 21.7) No es posible en combinación con tracción trasera y asiento estándar grande o asiento estándar XL e inclinación del asiento de -3° .
- 21.8) No es posible en combinación con el asiento estándar cuando no se selecciona la inclinación del asiento a 45° .
- 21.9) No es posible en combinación con la combinación de tracción en las ruedas centrales y asiento estándar grande o asiento estándar XL.
- 21.10) No es posible en combinación con la combinación de tracción en las ruedas centrales, asiento estándar pequeño y AA 42 cm
- 21.11) No es posible en combinación con la combinación de tracción en las ruedas centrales y Recaro n-Joy, Recaro n-Joy-Plus o el sistema modular de asientos Recaro.
- 21.12) No es posible en combinación con la combinación de Francia como país de destino, tracción trasera, peso máximo del usuario ≥ 150 kg y ajuste eléctrico de la inclinación del asiento de 45°
- 21.13) No es posible en combinación con la inclinación del asiento de -3° .
- 21.14) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 70 kg, chasis talla 1, VAS, PA 50 cm y LP corta 23 cm
- 21.15) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 70 kg, chasis talla 2, VAS, PA 48 cm y LP corta 23 cm
- 21.16) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 70 kg, chasis talla 2, VAS, PA 50 cm o 52 cm o 54 cm y LP corta 23 cm
- 21.17) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 70 kg, chasis talla 1, VAS, PA 48 cm y LP corta 23 cm
- 22.1) No es posible en combinación con Recaro n-Joy o Recaro n-Joy Plus
- 24.0) Sólo es posible en combinación con el kit de montaje para soportes de cabeza/cuello.
- 24.1) Indicaciones obligatorias en combinación con el kit de montaje para soportes de cabeza y cuello.
- 25.0) Información obligatoria en combinación con la categoría B.
- 25.1) Sólo es posible en combinación con Recaro n-Joy o Recaro n-Joy-Plus o sistema de asiento modular Recaro.
- 28.1) Sólo es posible en combinación con el sistema LP
- 28.2) No es posible en combinación con la combinación de asiento estándar o VAS y LP < 21 cm
- 28.3) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 70 kg y asiento estándar y LP < 28 cm
- 28.4) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 70 kg y VAS y LP < 27 cm
- 28.5) No es posible en combinación con la opción de peso máximo del usuario > 70 kg y el sistema de asientos Recaro n-Joy, Recaro n-Joy-Plus o el sistema de asientos modular Recaro y LP < 21 cm
- 28.6) No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, chasis talla 2, asiento estándar pequeño y AA 43 cm
- 28.7) No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, chasis talla 2, asiento estándar pequeño, inclinación del asiento de -3° y AA 43 cm
- 28.8) No es posible en combinación con la longitud seleccionada de la pantorrilla.
- 28.9) No es posible en combinación con la combinación de tracción delantera, asiento estándar Junior o estándar pequeño y sin ajuste eléctrico de asiento.
- 28.10) No es posible en combinación con la combinación de tracción delantera, asiento estándar grande o estándar XL, PA ≤ 46 cm y sin ajuste eléctrico del asiento.
- 28.11) No es posible en combinación con la combinación de tracción delantera, chasis talla 2 y asiento estándar grande o estándar XL, PA ≥ 48 cm, altura del asiento de 43 cm y sin ajuste eléctrico del asiento.
- 28.12) No es posible en combinación con la combinación de tracción delantera, chasis talla 2 y asiento estándar grande, PA de 42 cm e inclinación del ajuste de la altura del asiento hasta 35 cm o ajuste de la altura del asiento hasta 35 cm combinado con inclinación del asiento de 45° .
- 28.13) No es posible en combinación con la combinación de tracción delantera, chasis talla 2 y asiento estándar grande, PA de 42 cm, altura del asiento de 47 cm o 49 cm e inclinación del asiento de 45°
- 28.14) No es posible en combinación con la combinación de tracción delantera, y asiento estándar y LP < 28 cm
- 28.15) No es posible en combinación con la combinación de tracción delantera, sistema VAS, PA ≤ 46 cm y sin ajuste eléctrico del asiento.
- 28.16) No es posible en combinación con la combinación de tracción delantera, chasis talla 1, sistema VAS, PA ≤ 48 cm, altura del asiento ≤ 47 cm y sin ajuste eléctrico del asiento.
- 28.17) No es posible en combinación con la combinación de tracción delantera, chasis talla 1, sistema VAS, PA 50 cm, altura del asiento 43 cm y sin ajuste eléctrico del asiento.
- 28.18) No es posible en combinación con la combinación de tracción delantera, chasis talla 2, sistema VAS, PA 48 cm, altura del asiento 49 cm y sin ajuste eléctrico del asiento.
- 28.19) No es posible en combinación con la combinación de tracción delantera, chasis talla 2, sistema VAS, PA 50 cm o 52 cm o 54 cm, altura del asiento 45 cm y sin ajuste eléctrico del asiento.
- 28.20) No es posible en combinación con la combinación de tracción delantera, sistema VAS, Recaro n-Joy, Recaro n-Joy Plus o sistema de asiento modular Recaro, LP < 28 cm o > 43 cm, y sin ajuste eléctrico de asiento.
- 28.21) No es posible en combinación con la combinación de tracción delantera, sistema VAS, Recaro n-Joy, Recaro n-Joy Plus o sistema de asiento modular Recaro, LP < 28 cm y ajuste eléctrico de inclinación de asiento 45° , altura del asiento hasta 35 cm o altura del asiento hasta 35 cm con inclinación del asiento de 45° .
- 28.22) No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, chasis talla 1, asiento estándar Junior o estándar pequeño, altura del asiento ≤ 51 cm y sin ajuste eléctrico del asiento.
- 28.23) No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, chasis talla 1, asiento estándar Junior o estándar pequeño, PA ≤ 40 cm, altura del asiento de 53 o 55 cm y sin ajuste eléctrico del asiento.
- 28.24) No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, chasis talla 1, asiento estándar Junior, PA 34 o 36 cm, altura del asiento de 49, 51 o 53 cm y ajuste eléctrico de la inclinación del asiento de 45° .
- 28.25) No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, chasis talla 2, asiento estándar Junior, estándar pequeño o estándar XL y sin ajuste eléctrico del asiento.

- 28.26) No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, chasis talla 2, asiento estándar Junior y ajuste eléctrico de la altura del asiento hasta 35 cm o ajuste de la altura hasta 35 cm con 45° de inclinación.
- 28.27) No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, chasis talla 2, asiento estándar pequeño, PA <= 42 cm y ajuste eléctrico de la altura del asiento hasta 35 cm o ajuste de la altura hasta 35 cm y 45° de inclinación.
- 28.28) No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, chasis talla 2, asiento estándar Junior, altura del asiento de 47 cm y ajuste eléctrico de la inclinación del asiento de 45°.
- 28.29) No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, chasis talla 2, asiento estándar pequeño, PA <= 42 cm, altura del asiento de 47 cm y ajuste eléctrico de la inclinación del asiento de 45°.
- 28.30) No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, asiento estándar, LP < 28 cm o > 48 cm y sin ajuste eléctrico del asiento.
- 28.31) No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, asiento estándar, LP < 28 cm y ajuste eléctrico de la altura del asiento hasta 35 cm o ajuste de la altura hasta 35 cm con 45° de inclinación.
- 28.32) No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, asiento estándar, LP < 28 cm o > 49 cm y ajuste eléctrico de la inclinación del asiento de 45°.
- 28.33) No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, chasis talla 1, VAS, PA <= 42 cm, altura del asiento de 43 cm y sin ajuste eléctrico del asiento.
- 28.34) No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, chasis talla 2, VAS, PA <= 40 cm, altura del asiento de 43 cm y sin ajuste eléctrico del asiento.
- 28.35) No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, VAS, Recaro n-Joy, Recaro n-JoyPlus o sistema de asiento modular Recaro, LP < 28 cm o > 49 cm y sin ajuste eléctrico del asiento.
- 28.36) No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, VAS, Recaro n-Joy, Recaro n-JoyPlus o sistema de asiento modular Recaro, LP < 28 cm y ajuste eléctrico de la altura del asiento hasta 35 cm o ajuste de la altura hasta 35 cm con 45° de inclinación.
- 28.37) No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, VAS, Recaro n-Joy, Recaro n-JoyPlus o sistema de asiento modular Recaro, LP < 28 cm o > 48 cm y ajuste eléctrico de la inclinación del asiento de 45°.
- 28.38) No es posible en combinación con la combinación de tracción central, asiento estándar Junior, estándar pequeño, altura del asiento de 41 cm o 43 cm y sin ajuste eléctrico del asiento.
- 28.39) No es posible en combinación con la combinación de tracción central, asiento estándar, LP < 28 cm o > 48 cm y sin ajuste eléctrico del asiento.
- 28.40) No es posible en combinación con la combinación de tracción central, asiento estándar, LP < 27 cm o > 40 cm y ajuste eléctrico de la altura del asiento hasta 35 cm o ajuste de la altura hasta 35 cm con 45° de inclinación.
- 28.41) No es posible en combinación con la combinación de tracción central, asiento estándar, LP < 27 cm o > 48 cm y ajuste eléctrico de la inclinación del asiento de 45°.
- 28.42) No es posible en combinación con la combinación de tracción central, VAS, Recaro n-Joy, Recaro n-JoyPlus o sistema de asiento modular Recaro, altura del asiento de 43 cm y sin ajuste eléctrico del asiento.
- 28.43) No es posible en combinación con la combinación de tracción central, VAS, Recaro n-Joy, Recaro n-JoyPlus o sistema de asiento modular Recaro, LP < 28 cm or > 49 cm y ajuste eléctrico de la inclinación del asiento de 45° o sin.
- 28.44) No es posible en combinación con la combinación de tracción central, VAS, Recaro n-Joy, Recaro n-JoyPlus o sistema de asiento modular Recaro, LP < 28 cm o > 41 cm y ajuste eléctrico de la altura del asiento hasta 35 cm o ajuste de la altura hasta 35 cm con 45° de inclinación.
- 28.46) No es posible en combinación con la opción de VAS y AA (Vario Adjust Seat) y AA 38 cm
- 28.47) No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, chasis talla 1, asiento estándar Junior, PA 34 cm y ajuste eléctrico de la altura del asiento hasta 35 cm o ajuste de la altura hasta 35 cm con 45° de inclinación
- 29.0) No es posible en combinación con el ajuste del reposapiés, sin ajuste o montado en el centro.
- 29.1) Indicaciones obligatorias en combinación con el ajuste estándar, de elevación mecánica o de elevación mecánica del reposapiés.
- 29.2) No es posible en combinación con la combinación de asiento estándar y LP < 25 cm.
- 29.3) No es posible en combinación con la opción de VAS y LP < 24 cm
- 29.4) No es posible en combinación con la combinación de Recaro n-Joy, Recaro n-Joy-Plus o el sistema modular de asientos Recaro y LP < 18 cm.
- 29.6) No es posible en combinación con la elevación mecánica o el ajuste del reposapiés con elevación mecánica.
- 29.10) No es posible en combinación con la elevación mecánica o el ajuste del soporte de piernas con elevación de la potencia, control separado
- 29.11) No es posible en combinación con la combinación de un peso máximo del usuario > 140 kg y el ajuste del reposapiés con elevación de potencia y control simultáneo.
- 30.1) Sólo es posible en combinación con el ajuste mecánico o de elevación de la potencia del reposapiés.
- 31.1) Sólo es posible en combinación con el chasis talla 2.
- 31.2) Sólo es posible en combinación con el chasis talla 1.
- 31.3) No es posible en combinación con el peso máximo del usuario > 100 kg y ajuste eléctrico de la altura del asiento hasta 35 cm o ajuste de la altura hasta 35 cm con 45° de inclinación.
- 32.1) Sólo es posible en combinación con baterías AGM 53 Ah (C5) o Gel 39 Ah (C5).
- 32.2) No es posible en combinación con Argentina, Australia, Brasil, Hong Kong, Japón, Canadá, Colombia, México, Tailandia, el Reino Unido o Estados Unidos como país de destino.
- 32.3) No es posible en combinación con la combinación de Brazil, Canada o USA como país de destino.
- 37.1) Sólo es posible en combinación con neumáticos grises.
- 37.2) Not possible in conjunction with the combination of front-wheel drive or rear-wheel drive and black tyres
- 39.1) Información obligatoria en combinación con la tracción delantera o la tracción central (derivación).
- 39.2) No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, VAS y AA 43 cm.
- 39.3) No es posible en combinación con la combinación de tracción trasera, Recaro n-Joy, Recaro n-Joy-Plus o sistema de asiento modular Recaro y AA 43 cm.
- 40.1) Sólo es posible en combinación con la protección contra salpicaduras para las ruedas motrices y la protección contra salpicaduras para las ruedas guía.
- 40.2) Sólo es posible en combinación con una protección contra salpicaduras para ruedas guía.
- 41.1) No es posible en combinación con el respaldo plano de aluminio ADI.
- 41.2) No es posible en combinación con el ajuste del reposapiés, con montaje en el centro.
- 41.3) No es posible en combinación con el sistema de ayuda a la inclinación en curva.
- 42.1) No es posible en combinación con accesorios generales de mesa de terapia.
- 42.2) No es posible en combinación con un retrovisor.
- 42.3) Sólo es posible en combinación con el peso máximo del usuario <= 180 kg
- 43.0) Sólo es posible en combinación con una fuente de alimentación externa, lado derecho de la instalación.
- 43.1) Información obligatoria en combinación con la fuente de alimentación externa, lado derecho de la instalación.
- 44.0) Sólo es posible en combinación con una fuente de alimentación externa, lado izquierdo de la instalación.
- 44.1) Información obligatoria en combinación con la fuente de alimentación externa, lado izquierdo de la instalación.
- 44.2) No es posible en combinación con una toma de alimentación externa, derecha, 12 V o 24 V.
- 45.1) No es posible en combinación con las funciones de potencia.
- 45.2) Sólo es posible en combinación con el peso total <= 260 kg
- 45.3) Sólo es posible en combinación con el máx. 2 funciones de potencia.
- 45.4) Sólo es posible en combinación con el peso total <= 320 kg
- 45.5) tracción trasera, tracción central o la combinación de tracción delantera y protección contra salpicaduras para ruedas guía.
- 45.6) No es posible en combinación con el alumbrado según las normas de seguridad de los vehículos de motor de Alemania (StVZO).

- 45.7) No es posible en combinación con el sistema de asiento modular Recaro y el ajuste del ángulo del respaldo eléctrico.
- 46.0) Sólo es posible en combinación con el dispositivo de unidad de control R-net/TEN° (120 A) módulo de alimentación.
- 47.0) Sólo es posible en combinación con entrada para módulo eléctrico R-net/TEN° - TEN° hand module, color seleccionable.
- 47.1) Información obligatoria en combinación con entrada para módulo eléctrico R-net/TEN° - TEN° hand module, color seleccionable.
- 48.0) Sólo es posible en combinación con entrada para módulo eléctrico R-net/TEN° - TEN° hand module, color seleccionable por colores o TEN° módulo de mesa de terapia, electrical flip over
- 49.0) Sólo es posible en combinación con el dispositivo de control VR2, sin funciones de alimentación y sin iluminación o VR2, máx. 2 funciones de alimentación e iluminación o entrada para módulo eléctrico R-net/TEN° - R-net LED hand module o TEN° hand module, Gris Shimano mate o TEN° hand module, color seleccionable.
- 49.1) Sólo es posible en combinación con el dispositivo de control VR2.
- 49.2) Información obligatoria en combinación con el dispositivo de control VR2, sin funciones de alimentación ni iluminación, VR2, máx. 2 funciones de alimentación e iluminación. o entrada para módulo eléctrico R-net/TEN° - R-net LED hand module o TEN° hand module, Gris Shimano mate o TEN° hand module, color seleccionable.
- 49.3) No se puede combinar con la entrada de módulo eléctrico R-net/TEN°
- 50.0) Sólo posible en combinación con la unidad de control, VR2 o entrada para módulo eléctrico R-net/TEN° - R-net LED hand module o TEN° hand module, Gris Shimano mate or TEN° hand module, color seleccionable o en combinación con la combinación de entrada para módulo eléctrico R-net/TEN° - TEN° módulo de mesa de terapia y la mesa de material de montaje para el módulo de mesa de terapia - mesa con accesorio, módulo de mesa de terapia montado centralmente o mesa con accesorio, incl. plantilla o sólo accesorio, incl. plantilla
- 50.1) Información obligatoria en combinación con la unidad de control, VR2 o entrada para módulo eléctrico R-net/TEN° - R-net LED hand module o TEN° hand module, Shimano mate or TEN° hand module, color seleccionable o en combinación con la combinación de entrada para módulo eléctrico R-net/TEN° - el módulo de mesa de terapia TEN° el módulo de mesa de terapia TEN°
- 51.1) No es posible en combinación con unidad de control VR2 con módulo de mesa de terapia central, reversible manualmente.
- 51.2) No es posible en combinación con entrada para módulo eléctrico R-net/TEN° power module - módulo de mesa de terapia TEN°, reversible manualmente
- 52.0) Información obligatoria en combinación con entradas no seleccionadas para módulo eléctrico R-net/TEN°
- 52.1) No es posible en combinación con la combinación de asiento estándar y modelos para unidad de control R-net/TEN° - Módulo de entrada/salida
- 52.2) No es posible en combinación con la combinación de asiento estándar y modelos para unidad de control R-net/TEN° - TEN° LCD module
- 52.3) No es posible en combinación de entradas no seleccionadas para módulo eléctrico R-net/TEN° y módulo TEN° LCD
- 53.0) Sólo es posible en combinación con módulos para unidad de control, R-net/TEN° - TEN° LCD module
- 53.1) Información obligatoria en combinación con módulos para unidad de control, R-net/TEN° - TEN° LCD module
- 55.0) Sólo es posible en combinación con módulos para unidad de control TEN° - TEN° LCD-
- 55.1) Información obligatoria en combinación con controles especiales para módulo de mando de botón TEN° LCD
- 57.0) No es posible en combinación con módulos de control, R-net/TEN° - TEN° LCD.
- 58.0) Sólo es posible en combinación con controles especiales para módulo TEN° LCD – microjoystick, multi-joystick, luz de joystick completo o controles especiales - microjoystick, multi-joystick, luz de joystick completo, joystick completo o joystick completo para trabajo pesado.
- 58.1) Información obligatoria en combinación con controles especiales con el módulo TEN° LCD – micro-joystick, multi-joystick, all-round joystick light o controles especiales – micro-joystick, multi-joystick, all-round joystick light, all-round joystick, all-round joystick heavy duty
- 58.2) No es posible en combinación con controles especiales - joystick todo terreno o joystick todo terreno para trabajos pesados.
- 58.4) No es posible en combinación con botones externos - 2 botones de piko de 50 mm de diámetro o 2 botones de piko de 30 mm de diámetro
- 58.5) No es posible en combinación con controles especiales con el módulo TEN° LCD – luz de joystick completo o controles especiales - luz de joystick completo, joystick completo o joystick completo para trabajo pesado.
- 58.6) No es posible en combinación con controles especiales para módulo TEN° LCD - Luz de joystick completo o controles especiales - luz de joystick completo, joystick completo o joystick completo para trabajo pesado.
- 58.7) No es posible en combinación con entrada para unidad de control eléctrica R-net/TEN° - R-net LED hand module
- 59.0) Datos obligatorios en combinación con >= 1 función de potencia y el dispositivo eléctrico de control R-net/TEN° (120A)
- 59.1) Indicaciones obligatorias en combinación con el alumbrado según la norma alemana de seguridad para vehículos de motor (StVZO) y el dispositivo eléctrico de control R-net/TEN° (120A)
- 60.1) Sólo es posible en combinación con el módulo de in/out
- 60.2) No es posible en combinación con la combinación de asiento estándar, Junior y módulos para unidad de control R-net/TEN°
- 61.0) Sólo es posible en combinación con el control del acompañante
- 61.1) Información obligatoria en combinación con los accesorios de la unidad de control de asistencia
- 61.2) No es posible en combinación con la combinación de asiento estándar Junior and control unit R-net/TEN° (120A) power module
- 63.0) Información obligatoria en combinación con todos los países de destino excepto otros países, Argentina, Australia, Brasil, Hong Kong, Japón, Canadá, Colombia, Corea, México, Federación Rusa, Tailandia, Reino Unido o EE.UU. y productos clasificados en la categoría B (dentro/fuera)
- 63.1) No es posible en combinación con la combinación de Alemania como país de destino y la categoría B
- 64.0) Indicaciones obligatorias en combinación con la tracción delantera
- 64.2) No es posible en combinación con la combinación de tracción delantera y el dispositivo de control VR2
- 64.3) No es posible en combinación con la combinación de tracción delantera y velocidad > 7,2 km/h
- 64.4) No es posible en combinación con Australia, Canadá o EE.UU. como país de destino
- 64.5) Solo es posible en combinación con Australia, Canadá o EE.UU. como país de destino
- 64.6) No es posible en combinación con la tracción trasera
- 65.1) No es posible en combinación con control unit R-net/TEN° (120 A) Power
- 66.1) En el caso de Alemania como país de destino, sólo es posible en combinación con la combinación de la placa de señalización trasera y el alumbrado de acuerdo con las normas de seguridad de los vehículos de motor de Alemania (StVZO)
- 66.3) Sólo es posible en combinación con un accionamiento de alto rendimiento
- 66.4) No es posible en combinación con baterías, Gel 39Ah (C5) o AGM 53Ah (C5))
- 66.5) No es posible en combinación con el peso máximo del usuario > 100 kg y baterías gel 39Ah (C5) o AGM 53Ah (C5)
- 66.6) No es posible en combinación con un accionamiento de alto rendimiento
- 67.0) Sólo es posible en combinación con la combinación de Alemania como país de destino y velocidad > 6 km/h
- 67.1) Información obligatoria junto con la combinación de Alemania como país de destino y velocidad > 6 km/h.
- 68.0) No es posible en conjunción con Australia como país de destino
- 69.0) Sólo es posible en combinación con las instrucciones de uso (personal cualificado)
- 69.1) Indicaciones obligatorias en combinación con las instrucciones de uso (personal cualificado)
- 70.0) Sólo es posible en combinación con las instrucciones de uso (usuario)
- 70.1) Indicaciones obligatorias en combinación con las instrucciones de uso (usuario)
- 71.1) Peso total teórico (sin solicitudes especiales) = suma de los valores de característica seleccionados.
- 71.2) No es posible en combinación con el peso total teórico del usuario > 380 kg (las opciones evaluadas exceden el peso total permitido de 380 kg)
- 72.0) Información obligatoria con el número de botones para el control de los botones = 3, 4
- 72.1) Sólo es posible en combinación con el número de botones para el control de botones = 3, 4
- 74.0) Información obligatoria con el número de botones para el control de los botones = 4
- 74.1) Sólo es posible en combinación con el número de teclas para el control de las teclas = 4

- 75.1) Sólo es posible en combinación con el cargador de baterías
- 77.1) Sólo es posible en combinación con el ajuste del ángulo del respaldo
- 77.2) No es posible en combinación con > 5 funciones de potencia
- 77.3) Sólo es posible en combinación con una inclinación del asiento de 45° o un ajuste de la altura del asiento de 35 cm combinado con una inclinación del asiento de 45°
- 77.4) Sólo es posible en combinación con el ajuste del ángulo del respaldo eléctrico y el ajuste del ángulo de inclinación del asiento de 45° o del respaldo eléctrico y el ajuste de la altura del asiento de 35 cm combinado con la inclinación del asiento de 45°
- 77.5) No es posible en combinación con > 4 funciones de potencia
- 77.6) No es posible en combinación con un estabilizador mecánico de vía incl. ASM
- 79.1) No es posible en combinación con la combinación de asiento estándar pequeño y PA 38 cm o PA 40 cm
- 79.2) No es posible en combinación con la combinación de asiento estándar grande y PA 44 cm o PA 46 cm
- 79.3) No es posible en combinación con la combinación de asiento estándar XL y PA 50 cm o PA 52 cm
- 80.0) Sólo es posible en combinación con input for R-net/TEN° power module - TEN° tray module, electrical flip over
- 80.1) Información obligatoria en combinación con la entrada para el módulo de potencia R-net/TEN° - Módulo TEN° con mesa de terapia abatible eléctricamente
- 82.0) No es posible en combinación con la combinación de Francia como país de destino
- 82.1) Información obligatoria junto con la combinación del peso máximo del usuario > 160 kg y el ajuste del ángulo de inclinación del asiento de 45° o un ajuste de la altura del asiento de 35 cm combinado con una inclinación del asiento de 45°.excepto para Francia como país de destino.
- 83.0) Sólo posible en combinación con el kit de montaje de soporte de cabeza/cuello, UniLink multiaxial